

环保浸蜡脱蜡透明液(快速)

产品简介:

环保浸蜡脱蜡透明液又称组织透明剂、脱蜡透明剂、脱蜡透明液等，是一种专门为组织病理学和细胞学样本处理开发的无色无味、挥发速率低、具有生物降解性的有机溶剂，不含芳香族化合物，是一种较理想的环保型脱蜡透明剂，可取代组织制片过程中的二甲苯。

石蜡是一种有机化合物，根据相似相溶原理，环保浸蜡脱蜡透明液(快速)可对组织样本进行透明，有利于浸蜡，也可溶解组织中的石蜡从而起到脱蜡作用，该试剂在使用中对仪器无腐蚀性，是一种使用效果较佳的绿色环保型产品，可大大改善实验工作环境，保障工作人员的身心健康，主要用于浸蜡组织样本的处理及脱蜡、透明以及细胞学制片的透明。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

品名	货号	规格	储存
环保浸蜡脱蜡透明液(快速)	JX0288	500mL	室温

操作步骤 (仅供参考):

组织处理(组织脱水机):

	操作步骤	操作时间
1	10%中性福尔马林固定(I)	5 小时
2	10%中性福尔马林固定(II)	1 小时
3	85%乙醇	1 小时
4	95%乙醇(I)	1 小时
5	95%乙醇(II)	1 小时
6	无水乙醇(I)	1 小时
7	无水乙醇(II)	1 小时
8	浸蜡脱蜡透明液透明(I)	1-1.5 小时
9	浸蜡脱蜡透明液透明(II)	1-1.5 小时
10	浸蜡脱蜡透明液透明(II)	1-1.5 小时
11	65℃浸蜡(I)	1 小时
12	65℃浸蜡(II)	1 小时
13	65℃浸蜡(III)	2-3 小时

组织切片常规 HE 染色:

	操作步骤	操作时间
1	75℃烤片	20 分钟
2	浸蜡脱蜡透明液脱蜡(I)	5-15 分钟
3	浸蜡脱蜡透明液脱蜡(II)	5-15 分钟
4	无水乙醇(I)	3 分钟
5	无水乙醇(II)	3 分钟
6	95%乙醇	2 分钟
7	80%乙醇	2 分钟
8	70%乙醇	2 分钟
9	水洗	2 分钟
10	苏木素-伊红染色、梯度乙醇脱水	略
11	浸蜡脱蜡透明液透明(I)	1-3 分钟
12	浸蜡脱蜡透明液透明(II)	1-3 分钟
13	环保封片胶封固	-

样本要求:

无论用于组织浸蜡还是染色后的透明, 均应充分脱水后才可使用。

注意事项:

- 1、初次使用浸蜡脱蜡透明液时, 请同时更换浸蜡石蜡。
- 2、用本品透明后, 建议使用环保型封片剂进行封固, 不推荐使用中性树胶。如果没有环保封片胶, 可使用二甲苯替代本品透明后使用中性树胶封固
- 3、浸蜡脱蜡透明液应视使用情况进行更新, 以平均每天 300 片组织蜡块的量为例, 应 7-10 个工作日更换 1 次。
- 4、浸蜡脱蜡透明液同样适用于细胞学制片巴氏染色程序的透明, 也适用于冰冻快速制片程序的透明(使用时应酌情缩短透明时间)
- 5、浸蜡脱蜡透明液浸蜡组织处理及脱蜡、透明后的组织样本制片其染色效果均不会影响, 也不会影响组织切片(细胞涂片)的保存。
- 6、温度较低时, 建议脱蜡温度为 50~70° C, 脱水温度为 25~40° C。
- 7、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 8、本产品有一定挥发性, 应及时补充试剂。

有效期: 36 个月。

官方网址: www.genesion.com.cn

公司邮箱: GenXion@vip.qq.com

订货热线: 4006-169-114、020-84224925

