

Amies 运送培养基

BR: 生化试剂

成分 (g/L)

氯化钠	3.0g
磷酸二氢钾	0.2g
磷酸氢二钾	1.15g
氯化钾	0.2g
氯化镁	0.1g
硫代硫酸钠	1.0g
氯化钙	0.1g
中性活性炭	10.0g
琼脂	7.5g
PH	7.2-7.4

用途

用于各种致病性菌检验的标本采取，输送和保存。

※请放置阴凉干燥处保存

用法

称取本品 23.25 克，溶于 1000ml 蒸馏水，分装于试管中。121℃ 高压灭菌 15 分钟，立即在冷水中冷却，使碳末均匀分布于培养基中，备用。