

STAA琼脂培养基 STAA Agar Medium

用途: 用于热死环丝菌的分离培养

成份 (g/L): 蛋白胨 20.0
硫酸镁 1.0
酵母浸粉 2.0
磷酸氢二钾 1.0
琼脂 13.0
PH值 7.0 ± 0.2 25℃

用法: 称取本品37.0g, 另取甘油15g混匀, 加热溶解于1000ml蒸馏水中, 121℃高压灭菌15分钟, 冷至40-50℃左右时, 加入过滤除菌的链霉素500mg, 环己六亚胺50mg和乙酸盐50mg混匀, 倾入无菌培养皿。

储存: 请放置阴凉干燥处保存