

One Click™ 一键水分测定

灵活，快速和精确



溶剂控制

溶剂控制通过监测三个不同的参数，One Click™ 一键或者自动更换溶剂，使滴定杯始终保持良好的状态。任何时候，溶剂管理器都可以自动排废液，加液和更换溶剂，对使用者进行全面的保护。



Stromboli自动样品转换器

采用Stromboli加热炉样品转换器可以在无人操作的情况下对多达14个样品进行滴定。Stromboli完全由滴定仪控制，重复性和效率显著提高，操作也变得简单。灵活的方法编辑功能允许设置多个空白和样品系列进行数学统计。



用户管理

所有的用户都可以在自己的主界面设置独一无二的快捷键，一键开始分析任务。常规用户可以只运行自己的快捷键执行常规任务，但不能随意更改资源，如设置功能。如果与LabX pro版滴定软件连接，电子文档和电子签名完全符合FDA 21 CFR 11规范

行	方法功能	
1	标液	插入
2	样品	插入
3	滴定台 (KF滴定台)	插入
4	混合时间	插入
5	滴定 (库仑法KF [1])	插入

取消 打印 插入 保存

强大灵活的方法

对于那些水分释放缓慢或者有副反应发生的样品可以选择均质器或者外部萃取的方法。内置的萃取溶剂空白值测定方法使这些应用变得更简单。方法数据库包括适用于各种库仑法卡尔费休应用的梅特勒方法。



溴指数测定

溴指数是石油化工原材料和产品质量保证的一个重要参数。选择简洁的库仑法水分仪可以很容易地得到最准确和最精确的结果。适合的电解电极和内置的方法模板使该应用变得更简单更直接。



C30紧凑型库仑法卡尔费休测定仪

多功能库仑法卡尔费休测定仪是灵活而强大的仪器，快速而准确地测量任何1ppm以上的样品。

- One Click™ 一键操作的彩色触摸屏
- 用户可以在自己的主界面设置独一无二的快捷键，一键开始分析任务
- 具有中/英/德/法/俄/意大利/西班牙/葡萄牙/波兰/韩语10种语言的操作界面
- 任务列表：不同任务排队和直接进入任务的功能
- 具有有隔膜和无隔膜两种电解电极
- 通过USB或者以太网(TCP/IP协议)接口连接LabX滴定软件
- 连接USB打印机或者USB-P25打印机实现安全的符合GLP规范的数据记录

艾滕仪器（上海）有限公司

www.estonetech.com.cn www.estone-cn.com

Add：上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel：021-64385855

Fax：021-64385565

Email：info@estonetech.com.cn