

# 反相系统对于手性药物的分析

# CHIRAL-AGP<sup>®</sup>

## $\alpha^1$ -酸性糖蛋白键合型手性色谱柱

CHIRAL-AGP( $\alpha^1$ -酸性糖蛋白键合型手性色谱柱)是由Harmansson博士夫妻(CHROMTECH公司)发明的。

大赛璐化学工业株式会社受Harmansson博士夫妻对此手性柱色谱柱事业继承的委托,以大赛璐欧洲分公司的名义,收购了CHROMTECH公司,现已成为作为此款柱子的新生产商。


CHIRAL-AGP是在USP标准上指定填料: L41。

除了CHIRAL-AGP以外,我们还能够提供其他蛋白质柱: CHIRAL-CBH, CHIRAL-HSA。


### 药品分析实例

[Http://www.chromtech.se/chiral.htm](http://www.chromtech.se/chiral.htm)


#### Mepivacaine




#### Ephedrine




#### Nicotine




#### Ranolazine




#### Atropine




#### Oxyphenonium




#### Methylhomotropin



#### Tazifylline



#### Clidinium



北京金欧亚科技发展有限公司

THE GREAT EUR-ASIA SCI & TECH DEVELOPMENT CO., LTD



## CHIRAL-AGP® »

柱名	商品名	产品编号	类别	内径(mm)	长度(mm)	填料粒径(μm)	价格(RMB)	备注
CHIRAL-AGP®	AGP 100.4	30713	分析柱	4	100	5	15,000.00	
	AGP 150.4	30714	分析柱	4	150	5	17,500.00	
	AGP 50.4	30712	分析柱	4	50	5	12,600.00	
	AGP 100.3	30783	分析柱	3	100	5	14,000.00	
	AGP 150.3	30784	分析柱	3	150	5	17,500.00	
	AGP 50.3	30782	分析柱	3	50	5	12,600.00	
	AGP 100.2	30793	微径柱	2	100	5	15,400.00	
	AGP 150.2	30794	微径柱	2	150	5	18,900.00	
	AGP 50.2	30792	微径柱	2	50	5	12,600.00	
	AGP 100.1	30733	半制备柱	10	100	5	49,000.00	
	AGP 150.1	30734	半制备柱	10	150	5	70,000.00	
	AGP 10.42	30711	分析柱的保护柱柱芯*	4	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	AGP 10.32	30081	分析柱的保护柱柱芯*	3	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	AGP 10.22	30791	分析柱的保护柱柱芯*	2	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯

\*在使用分析柱的保护柱柱芯时，请务必配上保护柱柱套使用

## CHIRAL-CBH »

柱名	商品名	产品编号	类别	内径(mm)	长度(mm)	填料粒径(μm)	价格(RMB)	备注
CHIRAL-CBH	CBH 100.4	33713	分析柱	4	100	5	15,000.00	
	CBH 150.4	33714	分析柱	4	150	5	17,500.00	
	CBH 50.4	33712	分析柱	4	50	5	12,600.00	
	CBH 100.3	33783	分析柱	3	100	5	14,000.00	
	CBH 150.3	33784	分析柱	3	150	5	17,500.00	
	CBH 50.3	33782	分析柱	3	50	5	12,600.00	
	CBH 100.2	33793	微径柱	2	100	5	15,400.00	
	CBH 150.2	33794	微径柱	2	150	5	18,900.00	
	CBH 50.2	33792	微径柱	2	50	5	12,600.00	
	CBH 100.1	33733	半制备柱	10	100	5	49,000.00	
	CBH 150.1	33734	半制备柱	10	150	5	70,000.00	
	CBH 10.42	33711	分析柱的保护柱柱芯*	4	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	CBH 10.32	33781	分析柱的保护柱柱芯*	3	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	CBH 10.22	33791	分析柱的保护柱柱芯*	2	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯

\*在使用分析柱的保护柱柱芯时，请务必配上保护柱柱套使用

## CHIRAL-HSA »

柱名	商品名	产品编号	类别	内径(mm)	长度(mm)	填料粒径(μm)	价格(RMB)	备注
CHIRAL-HSA	HSA 100.4	34713	分析柱	4	100	5	15,000.00	
	HSA 150.4	34714	分析柱	4	150	5	17,500.00	
	HSA 50.4	34712	分析柱	4	50	5	12,600.00	
	HSA 100.3	34783	分析柱	3	100	5	14,000.00	
	HSA 150.3	34784	分析柱	3	150	5	17,500.00	
	HSA 50.3	34782	分析柱	3	50	5	12,600.00	
	HSA 100.2	34793	微径柱	2	100	5	15,400.00	
	HSA 150.2	34794	微径柱	2	150	5	18,900.00	
	HSA 50.2	34792	微径柱	2	50	5	12,600.00	
	HSA 100.1	34733	半制备柱	10	100	5	49,000.00	
	HSA 150.1	34734	半制备柱	10	150	5	70,000.00	
	HSA 10.42	34711	分析柱的保护柱柱芯*	4	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	HSA 10.32	34781	分析柱的保护柱柱芯*	3	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯
	HSA 10.22	34791	分析柱的保护柱柱芯*	2	10	5	2,100.00	1包装为2个柱芯

\*在使用分析柱的保护柱柱芯时，请务必配上保护柱柱套使用

### 配 件

配件名称	商品名	产品编号	类别	价格(RMB)	备注
AGP专用保护柱柱套	CH 10.3	00081	保护柱柱套	2,100.00	所有规格适用

\*保护柱柱套适用于所有型号的柱芯

# 北京金欧亚科技发展有限公司

THE GREAT EUR-ASIA SCI & TECH DEVELOPMENT CO., LTD

D-2009.3.10000

北京崇文区左安门内大街8号伟图大厦301室 PC 100061  
 Tel : 010-67136152/67100708 Fax : 010-67114016/67113925  
 http : //www.jinouya.cn E-mail : china.hplc@163.com