

mLINE 单道移液器 (可调量程)									
订货号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
725010	1	0.1-3 μ l	0.002 μ l	3.0 μ l 1.5 μ l 0.3 μ l	1.30 % 2.40 % 10.00%	0.8 % 1.6 % 6.0 %	-	-	A,L,M
725020	1	0.5-10 μ l	0.01 μ l	10 μ l 5 μ l 1 μ l 0.5 μ l	1.00 % 1.50 % 2.50 % 5.00 %	0.60 % 1.00 % 1.50 % 4.00 %	-	-	A,L,M
725030	1	2-20 μ l	0.02 μ l	20 μ l 10 μ l 2 μ l	0.90 % 1.20 % 3.00 %	0.40 % 1.00 % 2.00 %	721014	-	C,N
725050	1	10-100 μ l	0.10 μ l	100 μ l 50 μ l 10 μ l	0.80 % 1.00 % 2.00 %	0.15 % 0.40 % 1.00 %	721008	721018	C,D,O,V
725060	1	20-200 μ l	0.20 μ l	200 μ l 100 μ l 20 μ l	0.60 % 0.80 % 2.00 %	0.15 % 0.30 % 0.80 %	721007	721017	C,D,P,Q
725070	1	100-1000 μ l	1.00 μ l	1000 μ l 500 μ l 100 μ l	0.60 % 0.60 % 1.00 %	0.20 % 0.20 % 0.40%	721006	721016	E,G,S
725080	1	500-5000 μ l	10.0 μ l	5000 μ l 2500 μ l 500 μ l	0.50 % 0.60 % 2.00 %	0.20 % 0.30 % 0.60 %	721005	721015	J
725090	1	1-10ml	20.0 μ l	10000 μ l 5000 μ l 1000 μ l	0.60 % 1.20 % 3.00 %	0.20 % 0.30 % 0.60 %	721005	721015	U

mLINE 多道移液器 (可调量程)									
订货号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
725120	8	0.5-10 μ l	0.01 μ l	10 μ l 5 μ l 1 μ l	1.50 % 2.50 % 4.00 %	1.00 % 2.50 % 4.00 %	-	-	A,L,M
725130	8	5-100 μ l	0.10 μ l	100 μ l 50 μ l 10 μ l	0.70 % 1.00 % 3.00 %	0.25 % 0.70 % 1.50 %	721008	721018	C,D,O,V
725140	8	30-300 μ l	0.20 μ l	300 μ l 150 μ l 30 μ l	0.60 % 1.00 % 2.00 %	0.25 % 0.50 % 1.00 %	721007	721017	D,Q
725220	12	0.5-10 μ l	0.01 μ l	10 μ l	1.50 %	1.00 %	-	-	A,L,M

				5µl 1µl	2.50 % 4.00 %	2.50 % 4.00 %			
725230	12	5-100µl	0.10µl	100µl 50µl 10µl	0.70 % 1.00 % 3.00 %	0.25 % 0.70 % 1.50 %	721008	721018	C,D,O,V
725240	12	30-300µl	0.20µl	300µl 150µl 30µl	0.60 % 1.00 % 2.00 %	0.25 % 0.50 % 1.00 %	721007	721017	D,Q

Proline 手动移液器 (可调量程)									
订货号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
720005	1	0.1-2.5µl	0.05µl	2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl	2.50 % 3.00 % 12.00%	2.00 % 3.00 % 6.00 %	-	-	A,L,M
720000	1	0.5-10µl	0.10µl	10 µl 5 µl 1 µl	1.00 % 1.50 % 2.50 %	0.80 % 1.50 % 1.50 %	-	-	A,C,L,M,N
720080	1	2-20µl	0.50µl	20 µl 10 µl 2 µl	0.90 % 1.20 % 3.00 %	0.40 % 1.00 % 2.00 %	721008	721018	C,O,N
720020	1	5-50µl	0.50µl	50 µl 25 µl 5 µl	0.60 % 0.90 % 2.00 %	0.30 % 0.60 % 2.00 %	721008	721018	C,D,O
720050	1	10-100µl	1.00µl	100 µl 50 µl 10 µl	0.80 % 1.00 % 3.00 %	0.20 % 0.40 % 1.00 %	721007	721017	C,D,O,P,Q
720070	1	20-200µl	1.00µl	200 µl 100 µl 20 µl	0.60 % 0.80 % 2.50 %	0.20 % 0.30 % 0.80 %	721007	721017	C,D,P,Q
720060	1	100-1000µl	5.00µl	1000 µl 500 µl 100 µl	0.60 % 0.70 % 2.00 %	0.20 % 0.25 % 0.70 %	721006	721016	E,G,S
720110	1	1000-5000µl	50.0µl	5000 µl 2500 µl 1000 µl	0.50 % 0.60 % 0.70 %	0.20 % 0.30 % 0.30 %	721005	721015	J
720120	4	5-50µl	0.10µl	50 µl 25 µl 5 µl	1.00 % 1.50 % 3.00 %	0.50 % 1.00 % 2.00 %	721014	-	C,D,O,P,Q
720130	4	50-250µl	5.00µl	250 µl 125 µl 50 µl	0.70 % 1.00 % 1.50 %	0.25 % 0.50 % 0.80 %	721014	-	C,D,Q
720210	8	0.5-10µl	0.10µl	10 µl	1.50 %	1.50 %	-	-	A,L,M

				5 µl 1 µl	2.50 % 4.00 %	2.50 % 4.00 %			
720220	8	5-50µl	0.50µl	50 µl 25 µl 5 µl	1.00 % 1.50 % 3.00 %	0.50 % 1.00 % 2.00 %	721014	-	C,D,O,P,Q
720240	8	50-300µl	5.00µl	300 µl 150 µl 50 µl	0.70 % 1.00 % 1.50 %	0.25 % 0.50 % 0.80 %	721014	-	C,D,Q
720310	12	0.5-10µl	0.10µl	10 µl 5 µl 1 µl	1.50 % 2.50 % 4.00 %	1.50 % 2.50 % 4.00 %	-	-	A,L,M
720320	12	5-50µl	0.50µl	50 µl 25 µl 5 µl	1.00 % 1.50 % 3.00 %	0.50 % 1.00 % 2.00 %	721014	-	B,C,D,U,O, P,Q
720340	12	50-300µl	5.00µl	300 µl 150 µl 50 µl	0.70 % 1.00 % 1.50 %	0.25 % 0.50 % 0.80 %	721014	-	C,D,Q

百得 (BIOHIT)Proline 手动移液器 (固定量程)									
产品型号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
722001	1	5µl	-	5 µl	1.30 %	1.20 %	-	-	A,C,L,M,N
722004	1	10µl	-	10 µl	0.80 %	0.80 %	-	-	A,C,L,M,N
722010	1	20µl	-	20 µl	0.60 %	0.50 %	721008	721018	C,D,O
722015	1	25µl	-	25 µl	0.50 %	0.30 %	721008	721018	C,D,O
722020	1	50µl	-	50 µl	0.50 %	0.30 %	721008	721018	C,D,O
722025	1	100µl	-	100 µl	0.50 %	0.30 %	721007	721017	C,D,O,P,Q
722030	1	200µl	-	200 µl	0.40 %	0.20 %	721007	721017	C,D,Q
722035	1	250µl	-	250 µl	0.40 %	0.20 %	721006	721016	E,G,R,S
722040	1	500µl	-	500 µl	0.30 %	0.20 %	721006	721016	E,G,R,S
722045	1	1000µl	-	1000 µl	0.30 %	0.20 %	721006	721016	E,G,S
722050	1	2000µl	-	2000 µl	0.30 %	0.15 %	721005	721015	J
722055	1	5000µl	-	5000 µl	0.30 %	0.15 %	721005	721015	J

百得 (BIOHIT)Proline Plus 手动移液器 (可调量程)									
产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
728010	1	0.1-3µl	0.002 µl	3.0 µl 1.5 µl 0.3 µl	1,30 % 2.40 % 10.00 %	0.80 % 1.60 % 6.00 %	-	-	A,L,M
728020	1	0.5-10 µl	0.01 µl	10µl 5 µl	1.00 % 1.50 %	0.60 % 1.00 %	-	-	A,L,M

728515	1	5 µl	-	5 µl	1.30 %	1.20 %	-	-	A,L,M
728520	1	10 µl	-	10 µl	0.80 %	0.80 %	-	-	A,L,M
728530	1	20 µl	-	20 µl	0.60 %	0.50 %	721014	-	C,N
728535	1	25 µl	-	25 µl	0.50 %	0.30 %	721008	721018	C,O,V
728545	1	50 µl	-	50 µl	0.50 %	0.30 %	721008	721018	C,O,V
728550	1	100 µl	-	100 µl	0.50 %	0.30 %	721008	721018	C,D,O,V
728560	1	200 µl	-	200 µl	0.40 %	0.20 %	721007	721017	C,D,P,Q
728565	1	250 µl	-	250 µl	0.40 %	0.20 %	721006	721016	E,G,R,S
728567	1	500 µl	-	500 µl	0.30 %	0.20 %	721006	721016	E,G,R,S
728570	1	1000 µl	-	1000 µl	0.30 %	0.20 %	721006	721016	E,G,S
728575	1	2000 µl	-	2000 µl	0.30 %	0.15 %	721005	721015	J
728580	1	5000 µl	-	5000 µl	0.30 %	0.15%	721005	721015	J
728590	1	10 ml	-	10 ml	0.60 %	0.20%	721005	721015	U

Biohit Proline 电动移液器									
产品编号	通道数	量程范围	可变量	测量体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
710520	1	0,2-10 µl	0.10 µl	10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl	0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 %	0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 %	-	-	A,L,M
710010	1	5-100 µl	1.00 µl	100 µl 50 µl 10 µl 5 µl	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 %	0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 %	-	-	C,O
710030	1	10-250 µl	5.00 µl	250 µl 125 µl 25 µl 10 µl	0.40 % 0.60 % 2.00 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 1.00 % 1.00 %	-	-	C,D,Q
710100	1	10-500 µl	5.00 µl	500 µl 250 µl 50 µl 10 µl	0.40 % 0.70 % 1.50 % 9.00 %	0.15 % 0.20 % 0.80 % 2.00 %	721006	721016	E,G,R
710020	1	50-1000 µl	10.0 µl	1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl	0.60 % 0.80 % 2.00 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 %	721006	721016	E,G,S
710040	1	50-1200 µl	5.00 µl	1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 %	721006	721016	H,T

710500	1	100-5000 μl	50.0 μl	5000 μl 2500 μl 500 μl	0.50 % 0.80 % 0.80 %	0.15 % 0.25 % 0.60 %	721006	721016	J
710410	4	5-100 μl	1.00 μl	100 μl 50 μl 10 μl 5 μl	0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	C,D, P,O,Q
710420	4	25-250 μl	5.00 μl	250 μl 125 μl 25 μl	0.40 % 0.70 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	C,D,Q
710200	8	0,2-10 μl	0.10 μl	10 μl 5 μl 1 μl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	A,L,M
710210	8	5-100 μl	1.00 μl	100 μl 50 μl 10 μl 5 μl	0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	C,D,P,O, Q
710220	8	25-250 μl	5.00 μl	250 μl 125 μl 25 μl	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	C,D,Q
710800	8	50-1200 μl	10.0 μl	1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl	0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	H,T
710300	12	0.2-10 μl	0.10 μl	10 μl 5 μl 1 μl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	A,L,M
710310	12	5-100 μl	1.00 μl	100 μl 50 μl 10 μl 5 μl	0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	C,D,O,P, Q
710320	12	25-250 μl	5.00 μl	250 μl 125 μl 25 μl	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	C,D,Q
710810	12	50-1200 μl	10.0 μl	1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl	0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	H,T

百得 (BIOHIT) ePET 电动移液器

产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
71052XET	1	0,2-10 µl	0.1 µl	10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl	0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 %	0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 %	-	-	A,L,M
71001XET	1	5-100 µl	1 µl	100 µl 50 µl 10 µl 5 µl	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 %	0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 %	-	-	C,O
71002XET	1	50-1000 µl	5 µl	1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl	0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 %	721006	721016	E,G,S
71004XET	1	50-1200 µl	5 µl	1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 %	721006	721016	H,T
71050XET	1	100-5000 µl	50 µl	5000 µl 2500 µl 500 µl	0.50 % 0.80 % 0.80 %	0.15 % 0.20 % 0.30 %	721006	721016	J
71020XET	8	0,2-10 µl	0.1 µl	10 µl 5 µl 1 µl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	A,L,M
71021XET	8	5-100 µl	1 µl	100 µl 50 µl 10 µl 5 µl	0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	C,D,O,P, Q
71022XET	8	25-250 µl	5 µl	250 µl 125 µl 25 µl	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	C,D,Q
71080XET	8	50-1200 µl	10 µl	1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl	0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	H,T
71030XET	12	0,2-10 µl	0.1 µl	10 µl 5 µl 1 µl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	A,L,M
71031XET	12	5-100 µl	1 µl	100 µl 50 µl 10 µl 5 µl	0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	C,D,O,P, Q

71032XET	12	25-250 µl	5 µl	250 µl 125 µl 25 µl	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	C,D,Q
71081XET	12	50-1200 µl	10 µl	1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl	0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	H,T
X: 1= 欧洲标准, 2=美国标准, 3=英国标准, 4= 日本标准									

百得 (BIOHIT) eLINE 电动移液器									
产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	准确度	精确度	安全圆锥过滤器		适用吸头
							标准型	增强型	
73002X	1	0.2-10 µl	0.05 µl	10 µl 5 µl 1 µl 0.2µl	0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 %	0.40% 0.70% 1.50% 10.00%	N/A	N/A	A,L,M
73004X	1	5-120 µl	0.50 µl	120 µl 60 µl 12 µl 5 µl	0.40 % 0.60 % 2.00 % 3.50 %	0.15% 0.20% 1.00% 1.50%	721008	721018	C,D,V
73006X	1	10-300 µl	1.00 µl	300 µl 150 µl 30 µl 10 µl	0.40 % 0.60 % 1.50 % 3.50 %	0.15% 0.20% 0.80% 2.00%	721007	721017	D,Q
73008X	1	50-1000 µl	5.00 µl	1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl	0.40 % 0.60 % 1.50 % 2.00 %	0.15% 0.20% 0.50% 1.00%	721006	721016	E,G,S
73010X	1	100-5000 µl *	10.0 µl	5000 µl 2500 µl 500 µl	0.50 % 0.80 % 1.00 %	0.15% 0.20% 0.40%	721006	721016	J
73032X	8	0.2-10 µl	0.05 µl	10 µl 5 µl 1 µl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50% 0.80% 3.00%	N/A	N/A	A,L,M
73034X	8	5-120 µl	0.50 µl	120 µl 60 µl 12 µl	0.50 % 0.70 % 2.00 %	0.20% 0.30% 1.50%	721008	721018	C,D,V
73036X	8	10-300 µl	1.00 µl	300 µl 150 µl 30 µl	0.50 % 0.70 % 2.00 %	0.20% 0.30% 1.00%	721007	721017	D Q
73039X	8	50-1200 µl	5.00 µl	1200 µl 600 µl	0.50 % 1.00 %	0.20% 0.30%	721006	721016	H,T

				120 µl	2.50 %	1.00%			
73042X	12	0.2-10 µl	0.05 µl	10 µl 5 µl 1 µl	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50% 0.80% 3.00%	N/A	N/A	A,L,M
73044X	12	5-120 µl	0.50 µl	120 µl 60 µl 12 µl	0.50 % 0.70 % 2.00 %	0.20% 0.30% 1.50%	721008	721018	C,D,V
73046X	12	10-300 µl	1.00 µl	300 µl 150 µl 30 µl	0.50 % 0.70 % 2.00 %	0.20% 0.30% 1.00%	721007	721017	D,Q
73049X	12	50-1200 µl	5.00 µl	1200 µl 600 µl 120 µl	0.50 % 1.00 % 2.50 %	0.20% 0.30% 1.00%	721006	721016	H,T

X:

0 = 没有交流适配器

1 = 交流适配器, 欧洲标准

2 = 交流适配器, 美国标准

3 = 交流适配器, 英国标准

4 = 交流适配器, 日本标准

5 = 交流适配器澳大利亚标准

*注意: 最小容量是 500 µ, 100µl 在 d 模式下是可能的。

易于更换的设计

无喷雾器设计--免除污染

使用原产的活塞和吸头

9 种不同的吸头规格从 0.1-50ml

去除了 DNase 和 RNase 和内毒素

配合百得手动和电动连续分液器, 以及其他种类的分液器

