



舜宇集团

# SUNNY

## ST-60 系列体视显微镜





### 主要特性:

- 45° 倾斜双目观察头。
- 瞳孔距调节范围为54mm-75mm;单目视度可调,调节范围为±5屈光度。
- 目镜采用 WF10X 高眼点广角目镜,线视场达20mm。
- 变档式物镜 2X/4X, 1X/2X、1X/3X 供选择。
- 标准放大倍率在 10X~80X 之间,在选配辅助大物镜后,放大倍率可扩大至 5X~160X。
- 超长工作距离达100mm,最大可配置成 165mm (选配0.5X 辅助大物镜)。
- 该系列产品可根据组合部件配置图或配置表,组合成具有不同使用功能的整机。
- 包装采用内包泡沫箱,外包纸箱。



ST60-24B1



ST60-24B2



摄影摄像相关附件



各类目镜和辅助物镜



ST6024+SZMA1+SZSTL1

### ST60 系列光学参数

物镜倍率	工作距离 (mm)	目 镜					
		SZMEWh10X20		SZMEWh15X15		SZMEHWh20X10	
		总放大率	物方视场	总放大率	物方视场	总放大率	物方视场
1X	100	10X	20	15X	15	20X	10
2X		20X	10	30X	7.5	40X	5
3X		30X	6.7	45X	5	60X	3.3
4X		40X	5	60X	3.75	80X	2.5

### ST60 系列的辅助物镜规格

辅助物镜	倍 率	工作距离 (mm)
SZMAO0.5	0.5X	165
SZMAO1.5	1.5X	45
SZMAO2	2X	30

ST-60 系列体视显微镜标准机型配置表 (表内部件可选配)

配 置		整 机 型 号						货 号
部 件	规 格	ST60-24B1	ST60-24B2	ST60-24B3	ST60-24T1	ST60-24T2	ST60-24T3	
目镜 (对)	SZM-EWh10X/20mm	●	●	●	●	●	●	SZMEWh10X20
	SZM-EWh10X/20rmm							SZMEWh10X20r
	SZM-EWh15X/15mm							SZMEWh15X15
	SZM-EHWh20X/10mm							SZMEHWh20X10
物镜 (对)	1X/100mm							ST6001
	2X/100mm	●	●	●	●	●	●	ST6002
	3X/100mm							ST6003
	4X/100mm	●	●	●	●	●	●	ST6004
眼罩 (对)		●	●	●	●	●	●	SZCAP
双目观察头	ST6024	●	●	●				ST6024
三通观察头	ST6024TR				●	●	●	ST6024TR
调焦托架	SZM-A1	●	●	●	●	●	●	SZMA1
工业绑定托架	SZ-A2							SZA2
	SZ-A3							SZA3
机 架	SZM-ST1	●			●			SZMST1
	SZM-ST2		●			●		SZMST2
	SZM-ST3			●			●	SZMST3
	SZ-STL1							SZSTL1
	SZ-STL2							SZSTL2
反射照明器	SZM-L1		●	●		●	●	SZML1
照明器托架	SZ-FH1							SZFH1
	SZ-PD1							SZPD1
摄影装置	ST60-PH							ST60PH
摄影接筒	ST60-CTV1/2							ST60CTV1/2
	ST60-CTV1/3							ST60CTV1/3
暗场聚光镜	S/ST-DK							S/STDK
宝石夹	S/ST-GC							S/STGC
环行荧光灯	220V/110V,8W							LY220-8



厦 门 参 诺 仪 器 有 限 公 司

地址: 厦门市湖里区永升新城嘉园里33号201室

电话: 0592-5601816/5752636 传真: 0592-5601815

经销商: