


初粘性测试仪

产品型号: CNY-1

产品用途: 采用斜面滚球法，通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面。根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸，评价其初粘性大小。

工作原理: 采用斜面滚球法，通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。该仪器满足多项国家和国际标准：GB/T 4852、JIS Z0237。



产品特点

1. 整体优质铝型材设计，美观大方耐用；
2. 创新性精控角度调节装置，角度调节更加方便，精度更胜一筹；
3. 精细钢球位置调控旋钮，方便钢球前后左右位置调节；
4. 钢球采用 GCr15 轴承钢制造，钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过 GB/T308 规定的等级 40 级以上。

技术参数

1. 可调倾角：0 ~ 60°
2. 台面宽度：120mm
3. 试区宽度：80mm
4. 标准钢球：1/32 英寸 ~ 1 英寸 (29 颗)
5. 外形尺寸：320 (L) mm × 140 (B) mm × 180 (H) mm
6. 重量：5kg

标准配置: 主机、1-32 号标准钢球一盒

依据标准: GB/T4852-2002, 《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》

济南辰驰试验仪器有限公司

网站: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853、15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com

QQ: 1368842169